

# Proiect Medii de proiectare - 2022


Baza de date:

Field Name	Data Type	Description (Optional)
IdCodUrgenta	AutoNumber	
DCodUrgenta	Short Text	
TotalIntrari	Number	


[illegible][illegible][illegible][illegible]

Realizat de Olaru Andrei(Grupa 3)

## Proiect Medii de proiectare - 2022




### DataSet Visual Studio:




## Proiect Medii de proiectare - 2022

Solution Explorer:



Rapoarte RDLC(3):



## Proiect Medii de proiectare - 2022

RaportInternari.rdlc [Design]   RaportInternari.rdlc [Design]   RaportUPU.rdlc [Design]

Realizat la data: [ExecutionTime]

**Raportul Internărilor**

Nume Pacient	Sectie	Data Internarii	Data Externarii	Epicriza
[NumePacient]	[Sectie]	[DataInternarii]	[DataExternarii]	[Epicriza]

RaportInternari.rdlc [Design]   RaportInternari.rdlc [Design]   RaportUPU.rdlc [Design]

Realizat la data: [ExecutionTime]

**Raport situatie UPU:**

Cod Urgenta	Total Intran
[CodUrgenta]	[TotalIntran]

Form Conectare:  
(Credențiale: admin/admin)

**Conectare**



Nume de Utilizator

Parolă

**Conectare**


Realizat de Olaru Andrei(Grupa 3)

# Proiect Medii de proiectare - 2022

## Form „Primiri Urgente – UPU”:

## Form „Internari”:

## Form „Rapoarte UPU”:



## Proiect Medii de proiectare - 2022

### Form „Rapoarte Internari”:

Rapoarte Internari

Primiri Urgente Internări Rapoarte

Realizează Raport

	NumePacient	Sectie	Epicriza
*			

Data Internării: miercuri, 11 mai 2022 Afișează

Data Externării: miercuri, 11 mai 2022



	NumePacient	Sectie	DataInternarii	DataExternarii	IdInternare
*					

### Form-urile aferente Rapoartelor de tip RDLC:

RaportrdlcInternari

of 100% Find | Next

## Proiect Medii de proiectare - 2022



## COD:

### Form conectare:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Proiect{
    public partial class Conectare : Form{
        private OleDbConnection con = new
OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data
Source=C:\\Users\\olaru\\Desktop\\ProiectMPP2\\Resurse\\HOS2.mdb");
        private OleDbCommand cmd = new OleDbCommand();
        private OleDbDataReader rdr;
        public Conectare(){
            InitializeComponent();

            private void btnConectare_Click(object sender, EventArgs e){
                if (con.State == ConnectionState.Closed){
                    con.Open();
                }
                string conectare = "SELECT * FROM Utilizatori WHERE NumeUtilizator
='" + txtNumeUtilizator.Text + "' AND ParolaUtilizator='" + txtParola.Text +
"";

                cmd = new OleDbCommand(conectare, con);
                rdr = cmd.ExecuteReader();
                if (rdr.Read() == true)
                {
                    Pacienti pacienti = new Pacienti();
                    pacienti.Show();
                    this.Hide();
                }
                else
                {
                    MessageBox.Show("Credențialele introduse sunt incorecte, vă rugăm
să reîncercați!", "Conectare Eșuată!", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Error);
                    txtNumeUtilizator.Text = "";
                    txtParola.Text = "";
                    txtNumeUtilizator.Focus();
                }
            }
        }
    }
}
```



## Proiect Medii de proiectare - 2022

### Form Internari:

```
using System;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
using System.Windows.Forms;

namespace Proiect{
    public partial class Internari : Form{
        public Internari(){
            InitializeComponent();
        }
        private void Internari_Load(object sender, EventArgs e){
            this.sectiiTableAdapter.Fill(this.bazadedate.Sectii);
            A1();
            txtIdInternare.Enabled = false;
        }
        private void A1(){
            this.internariTableAdapter.Fill(this.bazadedate.Internari);
            //Configurez Poza cardului de sanatate;
            pozacardsanatate.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;
            //Initiez protectia Gridului;
            dataGridView1.AllowUserToAddRows = false;
            dataGridView1.AllowUserToDeleteRows = false;
            dataGridView1.ReadOnly = true;
            A3();
        }
        private void A2(){
            //Configurez butoanele;
            configureazaButoane(false);
            //Dezleg controalele de la Panelul Principal
            legareControale(false);
            //"Elimin" protectia controalelor din Panel;
            protectiePanel(false);
            //Modific lblOperatiune pentru adaugare;
            lblOperatiune.Text = "ADAUG";
            //Pun focusul pe primul camp de completare;
            txtNumePacient.Focus();
            //Pregatesc campurile pentru introducerea datelor;
            golireCampuri();
        }
        private void A3(){
            //Initializez label-ul Operatiune drept "null";
            lblOperatiune.Text = "";
            //Configurez butoanele;
            configureazaButoane(true);
            //"Pun" protectia asupra Panelului Principal;
            protectiePanel(true);
            //leg controalele;
            legareControale(true);
        }
        private void A4(){
            if (lblOperatiune.Text == "ADAUG"){
                if (!validareaCampurilor()) return; //conditia de a completa
                campurile;
                adauga_internare(); //Adaug internarea;
                golireCampuri(); //Pregatesc campurile pentru urmatoarea;
                txtNumePacient.Focus(); //Pun focus pe primul camp;
                refresh_grid(internariBindingSource.Position); //Am dat refresh la
                grid, pentru a vizualiza in timp real adaugarea internarii;
            }
            else if (lblOperatiune.Text == "MODIFIC"){
```

## Proiect Medii de proiectare - 2022

```
        if (!validareaCampurilor()) return; //conditia de a completa
campurile;
        modific_internare(); //Modific internarea;
        refresh_grid(internariBindingSource.Position); //Am dat refresh la
grid, pentru a vizualiza in timp real modificarea internarii;
        A3();
    }else{
        MessageBox.Show("Operatiunea a eșuat. Vă rugăm să încercați din
nou!");
    }
}
private void A6(){
    if (lblOperatiune.Text == "") return;
    if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK){
        txtpozacard.Text = openFileDialog1.FileName;
        pozacardsanatate.ImageLocation = txtpozacard.Text;
    }
}
private void A7(){
    //Configurez butoanele;
    configureazaButoane(false);
    //Dezleg controalele de la Panel;
    legareControale(false);
    //"Elimin" protectia controalelor de la Panelul Principal;
    protectiePanel(false);
    //Initiez label Operatiunii cu "MODIFIC";
    lblOperatiune.Text = "MODIFIC";
    //Pun focus pe primul camp de completare;
    txtNumePacient.Focus();
}
private void A8(){
    OleDbConnection con = new OleDbConnection();
    OleDbCommand cmd = new OleDbCommand();
    con.ConnectionString =
internariTableAdapter.Connection.ConnectionString;
    cmd.Connection = con; //88->92 conectarea la baza de date + definirea
variabilelor in uz;
    cmd.CommandText = "DELETE FROM Internari WHERE IdInternare = " +
txtIdInternare.Text; //Comanda de tip SQL pentru stergerea Internarii;
    MessageBox.Show(cmd.CommandText);
    con.Open();
    cmd.ExecuteNonQuery(); //Executia comenzii de stergere
    con.Close();
    refresh_grid(internariBindingSource.Position); //Am dat refresh la
grid, pentru a vizualiza in timp real stergerea internarii;
}
private void configureazaButoane(bool v){
    btnRenuntare.Visible = !v;
    btnConfirmare.Visible = !v;
    btnAdaugare.Visible = v;
    btnModificare.Enabled = v;
    btnStergere.Enabled = v;
}
private void legareControale(bool v){
    if (v){
        txtIdInternare.DataBindings.Add("Text", internariBindingSource,
"IdInternare");
        txtNumePacient.DataBindings.Add("Text", internariBindingSource,
"NumePacient");
        txtEpicriza.DataBindings.Add("Text", internariBindingSource,
"Epicriza");
        datainternare.DataBindings.Add("Value", internariBindingSource,
"DataInternarii");
    }
}
```

## Proiect Medii de proiectare - 2022

```
        dataexternare.DataBindings.Add("Value", internariBindingSource,
"DataExternarii");
        comboSectie.DataBindings.Add("Text", internariBindingSource,
"Sectie");
        pozacardsanatate.DataBindings.Add("ImageLocation",
internariBindingSource, "PozaCard");
    }else{
        txtIdInternare.DataBindings.Clear();
        txtNumePacient.DataBindings.Clear();
        datainternare.DataBindings.Clear();
        comboSectie.DataBindings.Clear();
        dataexternare.DataBindings.Clear();
        pozacardsanatate.DataBindings.Clear();
        txtEpicriza.DataBindings.Clear();
    }
}
private void protectiePanel(bool v){
    txtNumePacient.ReadOnly = v;
    txtEpicriza.ReadOnly = v;
    comboSectie.Enabled = !v;
    datainternare.Enabled = !v;
    dataexternare.Enabled = !v;
    txtpozacard.ReadOnly = v;
}
private void golireCampuri(){
    txtNumePacient.Text = "";
    txtIdInternare.Text = "";
    txtEpicriza.Text = "";
    txtpozacard.Text = "";
    pozacardsanatate.ImageLocation = "";
}
private bool validareaCampurilor(){
    if(txtNumePacient.Text == ""){
        MessageBox.Show("Completați numele și prenumele pacientului");
        txtNumePacient.Focus();
        return false;
    }
    if(txtEpicriza.Text == ""){
        MessageBox.Show("Completați Epicriza");
        txtEpicriza.Focus();
        return false;
    }
    if(comboSectie.SelectedIndex == -1){
        MessageBox.Show("Completați secția unde pacientul se
internează!");
        comboSectie.Focus();
        return false;
    }
    return true;
}
private void adauga_internare(){
    string ListaAccess;//definesc o lista cu coloanele din Access
    string ListaText;//definesc o lista cu campurile text
    OleDbConnection con = new OleDbConnection();
    OleDbCommand cmd = new OleDbCommand();
    con.ConnectionString =
internariTableAdapter.ConnectionString;
    cmd.Connection = con;//realizez conectiunea la baza de date
    ListaAccess = "NumePacient, Sectie, DataInternarii, DataExternarii,
Epicriza, PozaCard";
    ListaText = "'" + txtNumePacient.Text + "'" +
        "','" + comboSectie.SelectedValue + "'" +
        "','" + datainternare.Value + "'" +
```

## Proiect Medii de proiectare - 2022

```
        "','" + dataexternare.Value + "','" +
        "','" + txtEpicriza.Text + "','" +
        "','" + txtpozacard.Text + ''';
        cmd.CommandText = "INSERT INTO Internari(" + ListaAccess + ") " +
"SELECT " + ListaText;//comanda de tip SQL pentru Adaugarea in ACCESS
        MessageBox.Show(cmd.CommandText);
        con.Open();
        cmd.ExecuteNonQuery();//Executarea comenzii
        con.Close();
        ocupare_pat();//functia pentru ocuparea patului
    }
    private void ocupare_pat(){//Realizez o functie ce scade cu "-1" din
numarul Actual de paturi disponibile sectiei selectate
        OleDbConnection con = new OleDbConnection();
        OleDbCommand cmd = new OleDbCommand();
        con.ConnectionString =
internariTableAdapter.Connection.ConnectionString;
        cmd.Connection= con;//am realizat conexiunea la baza de date
        cmd.CommandText = "UPDATE Sectii SET NumarActualPaturi =
NumarActualPaturi -1 WHERE Dsectie =' " + comboSectie.Text +''';//comanda SQL
pentru a decremanta numarul Actual de paturi pentru Sectia respectiva
        con.Open();
        cmd.ExecuteNonQuery();//executia
        con.Close();
    }
    private void refresh_grid(int p){
        internariTableAdapter.Fill(bazadedate.Internari);
        internariBindingSource.Position = p;
    }
    private void modific_internare(){
        string lista;//initiez o lista, ce coreleaza campurile text cu
coloanele din Access
        OleDbConnection con = new OleDbConnection();
        OleDbCommand cmd = new OleDbCommand();
        con.ConnectionString =
internariTableAdapter.Connection.ConnectionString;
        cmd.Connection = con;//realizez conectiunea
        lista = "NumePacient =' " + txtNumePacient + "','" +
        "Sectie =' " + comboSectie.SelectedValue + "','" +
        "DataInternarii =' " + datainternare.Value + "','" +
        "DataExternarii =' " + dataexternare.Value + "','" +
        "Epicriza =' " + txtEpicriza.Text + "','" +
        "PozaCard =' " + txtpozacard.Text + ''';
        cmd.CommandText = "UPDATE Internari SET " + lista + " WHERE
IdInternare=" + txtIdInternare.Text;//Comanda de tip SQL ce realizeaza
modificarea in Access;
        MessageBox.Show(cmd.CommandText);
        con.Open();
        cmd.ExecuteNonQuery();
        con.Close();
    }
    private void btnAdaugare_Click(object sender, EventArgs e){
        A2();
    }
    private void btnModificare_Click(object sender, EventArgs e){
        A7();
    }
    private void btnStergere_Click(object sender, EventArgs e){
        const string Mesaj = "Confirmati stergerea internarii?";
        const string Titlu = "Stergere internare";
    }
```

## Proiect Medii de proiectare - 2022

```
        var rez = MessageBox.Show(Mesaj, Titlu, MessageBoxButtons.YesNo,
        MessageBoxIcon.Warning);
        if (rez == DialogResult.No) return;
        A8();
    }
    private void btnConfirmare_Click(object sender, EventArgs e){
        A4();
    }
    private void btnRenuntare_Click(object sender, EventArgs e){
        A3();
    }
    private void txtpozacard_MouseDoubleClick(object sender, EventArgs e){
        A6();
    }
    private void primiriUrgenteToolStripMenuItem_Click(object sender,
    EventArgs e){
        Pacienti pacienti = new Pacienti();
        pacienti.Show();
        this.Hide();
    }
    private void rapoarteUPUToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs
    e){
        RapoarteUPU rupu = new RapoarteUPU();
        rupu.Show();
        this.Hide();
    }
    private void rapoarteInternariToolStripMenuItem_Click(object sender,
    EventArgs e){
        RapoarteInternari rint = new RapoarteInternari();
        rint.Show();
        this.Hide();
    }
    }
}
```

### Form Pacienti/Primiri Urgente

```
using System;
using System.Data.OleDb;
using System.Windows.Forms;

namespace Proiect{
    public partial class Pacienti : Form{
        public Pacienti(){
            InitializeComponent();
        }
        private void Pacienti_Load(object sender, EventArgs e){
            this.codUrgentaTableAdapter.Fill(this.bazadedate1.CodUrgenta);
            A1();
        }
        private void A1(){
            this.pacientiTableAdapter.Fill(this.bazadedate.Pacienti);
            //Initiez protectia la nivelul gridului:
            dataGridView1.AllowUserToAddRows = false;
            dataGridView1.AllowUserToDeleteRows = false;
            dataGridView1.ReadOnly = true;
            A3();
        }
        private void A2(){
```

## Proiect Medii de proiectare - 2022

```
//Configurez butoanele
configureazaButoane(false);
//Dezleg controalele
legareControale(false);
//"Ridic" protectia controalelor de la nivelul Panelului
protectiePanel(false);
//Modific label de Operatiune in Adaugare lblOp
lblOperatiune.Text = "ADAUG";
//Pun "focus" pe primul camp de completare
txtNume.Focus();
// Golesc campurile
golireCampuri();
}
private void A3(){
    //Initializez label pentru Operatiune drept null;
    lblOperatiune.Text = "";
    //Configurez butoanele
    configureazaButoane(true);
    //Pun Protectie pe componentele din Panel
    protectiePanel(true);
    //Leg controalele
    legareControale(true);
}
private void A4(){
    if (lblOperatiune.Text == "ADAUG"){
        if (!validareCampuri()) return; //conditie ca campurile sa fie
completate inainte de adaugare
        adauga_pacient(); //chem functia de adaugare
        golireCampuri(); //Golesc campurile, preg pentru urm adaugare
        txtNume.Focus(); //Pun focus pe primul camp de completare

refresh_grid(pacientiBindingSource.Position); //Reactualizez/updatez grid-ul,
pentru a vizualiza in timp real Adaugarea;
    } else if (lblOperatiune.Text == "MODIFIC"){
        if (!validareCampuri()) return; //conditie ca campurile sa fie
completate inainte de modificare
        modific_pacient(); //chem functia de modificare

refresh_grid(pacientiBindingSource.Position); //Reactualizez/updatez grid-ul,
pentru a vizualiza in timp real Modificarea;
        A3();
    }
    else
        MessageBox.Show("Operatie actualizare neefectuata");
}
private void A5(){
    //Configurez butoanele
    configureazaButoane(false);
    //Dezleg controalele din Panel
    legareControale(false);
    //Ridic protectia pusa pe controalele din Panel
    protectiePanel(false);
    //Modific label-ul pentru Operatiune cu 'Modific'
    lblOperatiune.Text = "MODIFIC";
    //Pun focus pe primul camp de completare
    txtNume.Focus();
}
private void A6(){
    OleDbConnection con = new OleDbConnection();
    OleDbCommand cmd = new OleDbCommand();
    //OleDbDataReader rdr;
    con.ConnectionString =
pacientiTableAdapter.Connection.ConnectionString;
```

## Proiect Medii de proiectare - 2022

```
cmd.Connection = con;//82->86 am realizat conexiunea la baza de date
cu variabilele in uz
cmd.CommandText = "DELETE FROM Pacienti WHERE IdPacient = " +
txtIdPacient.Text;//comanda de tip SQL ce realizeaza stergerea din baza de date
ACCESS
MessageBox.Show(cmd.CommandText);
con.Open();
cmd.ExecuteNonQuery();//execut comanda SQL
con.Close();
refresh_grid(pacientiBindingSource.Position);//Reactualizez/updatez
grid-ul, pentru a vizualiza in timp real Stergerea;
}
private void configureazaButoane(bool v){
    btnRenuntare.Visible = !v;
    btnConfirmare.Visible = !v;
    btnAdaugare.Enabled = v;
    btnModificare.Enabled = v;
    btnStergere.Enabled = v;
}
private void legareControale(bool v){
    if (v){
        txtIdPacient.DataBindings.Add("Text", pacientiBindingSource,
"IdPacient");
        txtNume.DataBindings.Add("Text", pacientiBindingSource,
"NumePacient");
        txtTelefon.DataBindings.Add("Text", pacientiBindingSource,
"NrTelefon");
        txtCNP.DataBindings.Add("Text", pacientiBindingSource, "CNP");
        txtDiagnostic.DataBindings.Add("Text", pacientiBindingSource,
"Diagnostic");
        comboCod.DataBindings.Add("Text", pacientiBindingSource,
"CodUrgenta");
        comboDecizie.DataBindings.Add("Text", pacientiBindingSource,
"Decizie");
    }else{
        txtIdPacient.DataBindings.Clear();
        txtNume.DataBindings.Clear();
        txtCNP.DataBindings.Clear();
        txtTelefon.DataBindings.Clear();
        txtDiagnostic.DataBindings.Clear();
        comboCod.DataBindings.Clear();
        comboDecizie.DataBindings.Clear();
    }
}
private void protectiePanel(bool v){
    txtNume.ReadOnly = v;
    txtCNP.ReadOnly = v;
    txtDiagnostic.ReadOnly = v;
    txtTelefon.ReadOnly = v;
    comboCod.Enabled = !v;
    comboDecizie.Enabled = !v;
}
private void golireCampuri(){
    txtIdPacient.Text = "";
    txtNume.Text = "";
    txtCNP.Text = "";
    txtTelefon.Text = "";
    txtDiagnostic.Text = "";
    comboDecizie.SelectedIndex = 0;
    comboCod.SelectedIndex = 0;
}
private void refresh_grid(int p){
    pacientiTableAdapter.Fill(bazadedate.Pacienti);
```

## Proiect Medii de proiectare - 2022

```

        pacientiBindingSource.Position = p;
    }
    private bool validareCampuri(){
        if(txtNume.Text == ""){
            MessageBox.Show("Completati numele și prenumele pacientului.");
            txtNume.Focus();
            return false;
        }
        if (txtTelefon.Text == ""){
            MessageBox.Show("Completati numărul de telefon al pacientului.");
            txtTelefon.Focus();
            return false;
        }
        if (txtDiagnostic.Text == ""){
            MessageBox.Show("Completati diagnostic de urgență al
pacientului.");
            txtDiagnostic.Focus();
            return false;
        }
        if(txtCNP.Text == ""){
            MessageBox.Show("Completati Codul Numeric Personal al
pacientului.");
            txtCNP.Focus();
            return false;
        }
        if (comboCod.SelectedIndex == -1) {
            MessageBox.Show("Completati codul de urgență al pacientului.");
            comboCod.Focus();
            return false;
        }
        if (comboDecizie.SelectedIndex == -1){
            MessageBox.Show("Completati decizia actuală a pacientului.");
            comboDecizie.Focus();
            return false;
        }
        return true;
    }
    private void adauga_pacient(){
        string ListaAccess;//Initiez o lista cu valorile coloanelor din
access
        string ListaText;//initiez o lista cu controalele/campurile de
completat
        OleDbConnection con = new OleDbConnection();
        OleDbCommand cmd = new OleDbCommand();
        con.ConnectionString =
pacientiTableAdapter.Connection.ConnectionString;
        cmd.Connection = con;//initiez conexiunea la baza de date
        ListaAccess = "NumePacient, CNP, NrTelefon, CodUrgenta, Diagnostic,
Decizie";
        ListaText = "'" + txtNume.Text + "'" +
            "','" + txtCNP.Text + "'" +
            "','" + txtTelefon.Text + "'" +
            "','" + comboCod.SelectedValue + "'" +
            "','" + txtDiagnostic.Text + "'" +
            "','" + comboDecizie.SelectedItem + "'";
        cmd.CommandText = "INSERT INTO Pacienti(" + ListaAccess + ") " + "
SELECT " + ListaText ;//comanda de tip SQL pentru Adaugarea pacientului in baza
de date;
        MessageBox.Show(cmd.CommandText);
        con.Open();
        cmd.ExecuteNonQuery();//execut comanda SQL
        con.Close();
    }

```



## Proiect Medii de proiectare - 2022

```

private void modific_pacient(){
    string Lista;
    OleDbConnection con = new OleDbConnection();
    OleDbCommand cmd = new OleDbCommand();
    con.ConnectionString =
pacientiTableAdapter.Connection.ConnectionString;
    cmd.Connection = con;
    Lista = "NumePacient = '" + txtNume.Text + "'," +
        "NrTelefon = '" + txtTelefon.Text + "'," +
        "Diagnostic = '" + txtDiagnostic.Text + "'," +
        "CNP = '" + txtCNP.Text + "'," +
        "CodUrgenta = '" + comboCod.SelectedValue + "'," +
        "Decizie = '" + comboDecizie.SelectedItem + "'";
    cmd.CommandText = "UPDATE Pacienti SET " + Lista + " WHERE
IdPacient=" + txtIdPacient.Text;//comanda de tip SQL pentru Modificarea
pacientului in baza de date;
    MessageBox.Show(cmd.CommandText);
    con.Open();
    cmd.ExecuteNonQuery();//execut comanda SQL
    con.Close();
}
private void internăriToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs
e){
    Internari intern = new Internari();
    intern.Show();
    this.Hide();
}
private void rapoarteUPUToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs
e){
    RapoarteUPU rupu = new RapoarteUPU();
    rupu.Show();
    this.Hide();
}
private void rapoarteInternăriToolStripMenuItem_Click(object sender,
EventArgs e){
    RapoarteInternari rint = new RapoarteInternari();
    rint.Show();
    this.Hide();
}
private void btnConfirmare_Click(object sender, EventArgs e){
    A4();
}
private void btnRenuntare_Click(object sender, EventArgs e){
    A3();
}
private void btnAdaugare_Click(object sender, EventArgs e){
    A2();
}
private void btnModificare_Click(object sender, EventArgs e){
    A5();
}
private void btnStergere_Click(object sender, EventArgs e){
    const string msj = "Confirmati stergerea pacientului?";
    const string Titlu = "Ştergere pacient UPU!";
    var rezultat = MessageBox.Show(msj, Titlu,
    MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Warning);
    if (rezultat == DialogResult.No) return;
    A6();
}
}
}

```

## Form Raporte Internari:

```
using System;
using System.Data;
using System.Windows.Forms;
using System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting;
using System.Data.OleDb;

namespace Proiect{
    public partial class RapoarteInternari : Form{
        private OleDbConnection con = new
OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data
Source=C:\\Users\\olaru\\Desktop\\ProiectMPP2\\Resurse\\HOS2.mdb");
        private OleDbCommand cmd = new OleDbCommand();
        private OleDbDataReader rdr;
        private int variabilaLinii;
        public RapoarteInternari(){
            InitializeComponent();
        }
        private void filtru(){
            try{internariBindingSource1.Filter = "Sectie = '" + comboBox1.Text +
""";}
            catch{ }
        }
        private void RapoarteInternari_Load(object sender, EventArgs e){
            this.queryIntPatTableAdapter.Fill(this.bazadedate.QueryIntPat);
            this.internariTableAdapter.Fill(this.bazadedate.Internari);
            this.sectiiTableAdapter.Fill(this.bazadedate.Sectii);
            filtru();
            chart();
        }
        private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e){
            filtru();
        }

        private void chart(){
            variabilaLinii = bazadedate.QueryIntPat.Count;
            int[] yval = new int[variabilaLinii];
            string[] xval = new string[variabilaLinii];
            int i = 0;
            foreach (DataRowView r in queryIntPatBindingSource){
                xval[i] = r["Sectie"].ToString();
                yval[i] = Convert.ToInt32(r["NumarActualPaturi"].ToString());
                i++;
            }
            chartPat.Series[0].Points.DataBindXY(xval, yval);
            chartPat.Series[0].Name = "Situație Paturi Sectii";
            chartPat.Series[0].ChartType = SeriesChartType.Column;
            chartPat.Invalidate();
        }

        private void btnRaport_Click(object sender, EventArgs e){
            RaportrdlcInternari intrdlc = new RaportrdlcInternari();
            intrdlc.Show();
        }

        private void btnRaportPaturi_Click(object sender, EventArgs e){
            RaportrdlcInternariPaturi intpatrdlc = new
RaportrdlcInternariPaturi();
            intpatrdlc.Show();
        }
    }
}
```

```
private void btnFiltruData_Click(object sender, EventArgs e){
    internariDataAdapter.Fill(bazadedate.InternariData,
dateTimePicker1.Value, dateTimePicker2.Value);
}
private void primiriUrgențeToolStripMenuItem_Click_1(object sender,
EventArgs e){
    Pacienti UPU = new Pacienti();
    UPU.Show();
    this.Hide();
}
private void internăriToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs
e){
    Internari intern = new Internari();
    intern.Show();
    this.Hide();
}
private void rapoarteUPUToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs
e){
    RapoarteUPU rupu = new RapoarteUPU();
    rupu.Show();
    this.Hide();
}
private void rapoarteInternăriToolStripMenuItem_Click(object sender,
EventArgs e){
    RapoarteInternari rrupu = new RapoarteInternari();
    rrupu.Show();
    this.Hide();
}
}
}
```

## Form Rapoarte UPU:

```
using System;
using System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting;
using System.Data;
using System.Windows.Forms;

namespace Proiect{
    public partial class RapoarteUPU : Form{
        private int variabilaLinii;
        public RapoarteUPU(){
            InitializeComponent();
        }
        private void RapoarteUPU_Load(object sender, EventArgs e){
            this.queryUPUDataAdapter.Fill(this.bazadedate.QueryUPU);
            this.pacientiTableAdapter.Fill(this.bazadedate.Pacienti);
            this.codUrgentaTableAdapter.Fill(this.bazadedate.CodUrgenta);
            filtruCombo();
            chart();
        }
        private void primiriUrgențeToolStripMenuItem_Click(object sender,
EventArgs e){
            Pacienti pac = new Pacienti();
            pac.Show();
            this.Hide();
        }
    }
}
```

## Proiect Medii de proiectare - 2022

```
private void internăriToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs
e){
    Internari intern = new Internari();
    intern.Show();
    this.Hide();
}
private void rapoarteInternăriToolStripMenuItem_Click(object sender,
EventArgs e){
    RapoarteInternari rint = new RapoarteInternari();
    rint.Show();
    this.Hide();
}
private void filtruCombo(){
    try { pacientiBindingSource.Filter = "CodUrgenta= '" + comboCod.Text
+ "'"; }
    catch { };
}

private void chart(){
    variabilaLinii = bazadedate.QueryUPU.Count;
    int[] yval = new int[variabilaLinii];
    string [] xval = new string[variabilaLinii];
    int i = 0;
    foreach (DataRowView r in queryUPUBindingSource){
        xval[i] = r["CodUrgenta"].ToString();
        yval[i] = Convert.ToInt32(r["TotalIntrari"].ToString());
        i++;
    }
    chartCod.Series[0].Points.DataBindXY(xval, yval);
    chartCod.Series[0].Name = "Situație Coduri UPU";
    chartCod.Series[0].ChartType = SeriesChartType.Column;
    chartCod.Invalidate();
}
private void btnRaport_Click(object sender, EventArgs e){
    RaportrdlcUPU upurdlc = new RaportrdlcUPU();
    upurdlc.Show();
}

private void comboCod_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    filtruCombo();
}
}
```

### Form-uri pentru RDLC:

#### Raport Internari:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
```

## Proiect Medii de proiectare - 2022

```
namespace Proiect{
    public partial class RaportrdlcInternari : Form{
        public RaportrdlcInternari(){
            InitializeComponent();
        }
        private void RaportrdlcInternari_Load(object sender, EventArgs e){
            // TODO: This line of code loads data into the 'bazadedate.Internari'
            table. You can move, or remove it, as needed.
            this.internariTableAdapter.Fill(this.bazadedate.Internari);
            this.reportViewer1.RefreshReport();
            this.reportViewer1.RefreshReport();
            this.reportViewer1.RefreshReport();
        }
    }
}
```

Raport paturi:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Proiect{
    public partial class RaportrdlcInternari : Form{
        public RaportrdlcInternari(){
            InitializeComponent();
        }
        private void RaportrdlcInternari_Load(object sender, EventArgs e){
            // TODO: This line of code loads data into the 'bazadedate.Internari'
            table. You can move, or remove it, as needed.
            this.internariTableAdapter.Fill(this.bazadedate.Internari);
            this.reportViewer1.RefreshReport();
            this.reportViewer1.RefreshReport();
            this.reportViewer1.RefreshReport();
        }
    }
}
```

Raport UPU:

```
using System;

using System.Data;
using System.Windows.Forms;

namespace Proiect{
    public partial class RaportrdlcUPU : Form{
        public RaportrdlcUPU(){
            InitializeComponent();
        }
        private void RaportParasireUPU_Load(object sender, EventArgs e){
            // TODO: This line of code loads data into the 'bazadedate.QueryUPU'
            table. You can move, or remove it, as needed.
            this.queryUPUTableAdapter.Fill(this.bazadedate.QueryUPU);
        }
    }
}
```

```
    this.reportViewer1.RefreshReport();  
  }  
}
```

## RAPOARTE RDLC(Design view)

### Raportul Internărilor



Realizat la data: [&ExecutionTime]

Nume Pacient	Sectie	Data Internării	Data Externării	Epicriza
[NumePacient]	[Sectie]	[DataInternarii]	[DataExternarii]	[Epicriza]

### Raportul Paturilor - Internări



Realizat la data: [&ExecutionTime]

Sectie	Numar Actual Paturi
[Sectie]	[NumarActualPaturi]

## Proiect Medii de proiectare - 2022

Realizat la data: [&ExecutionTime]



### Raport situatie UPU:

Cod Urgenta	Total Intrari
[CodUrgenta]	[TotalIntrari]